



Messanleitung Y-Geschirr

Gemessen an einem alten, gut sitzenden Geschirr



Maß 1 : Brustumfang

Maß 2 : Schultergurte

Maß 3: Rückensteg

Maß 4: Bruststeg

Damit Dein neues Geschirr auch perfekt sitzt,
erkläre ich Dir hier, wie Du richtig Maß nimmst

Nimm das alte Geschirr zur Hand und stelle es optimal an Deinem Hund ein.

Dann nimm die 4 oben angegebenen Maße wie folgt:

1. Bauchumfang: bitte inklusive der geschlossenen Schnallen, INNEN gemessen.
2. Schultergurte: hier genügt einer. Bitte nur die Länge der Gurtstücke messen, OHNE den Ring an Rücken und Brust.
3. Rückensteg: bitte hier auch nur die Gurtlänge messen, vom Ring (oder der Naht, je nachdem, was für ein Geschirr Du hast) zwischen den Schulterblättern bis zum Gurt des Bauchumfangs.

An der Grafik seht Ihr noch mal die 4 Positionen zum Messen.

Die gemessenen Werte bitte ohne Zugabe an mich weiter geben, da ich diese beim Anfertigen Deines Geschirres berücksichtige.

Beachtet bitte, dass ich Produkte, die aufgrund einer ungenauen oder falschen Messung nicht passen, leider nicht zurücknehmen oder umtauschen kann. Meine Produkte werden nicht vorgefertigt, sondern speziell nach Euren Angaben und nur für Euren Hund angefertigt.

Solltest Du Dir unsicher sein, kontaktiere mich bitte, ich helfe gern.